

Пневматический тренажер для интимных мышц



Пневматический тренажер для интимных мышц - это уникальный тренажер с биологической обратной связью.

Биологическая обратная связь позволяет объективно оценивать правильность выполнения упражнений и результат тренировок.

Принцип действия тренажера:

в вагинальный датчик с помощью пульта накачивается воздух. Когда женщина сжимает мышцы тазового дна часть воздуха по трубке поступает в пульт управления, который фиксирует и отображает силу сжатия на экране.



Тренажер для интимных мышц разработан в Великобритании, производится на заводе, выпускающем медицинскую технику, и успешно продается в США, Канаде, Великобритании, Франции, ЮАР, Дании и др. странах.

В комплект тренажера входят:

пульт управления с цветным экраном, отображающим секундомер, силу сжатия, степень наполнения вагинального датчика воздухом.

вагинальный датчик, покрытый 100% медицинским силиконом

иллюстрированная инструкция на русском языке

кейс для хранения



Преимущества тренажера

- Биологическая обратная связь
- Оснащен информационным дисплеем
- Голосовой гид на английском языке
- Покрытие датчика- 100% медицинский силикон
- Надежное крепление датчика к пульта управления предупреждает его нежелательное отсоединение
- Уникальная конструкция датчика позволяет выполнять упражнения Кегеля в любом положении тела
- 2 режима работы: «Тест» и «Тренинг». Режим «Тест» помогает оценить эффективность тренировки
- Автоматическое сохранение результатов последней тренировки
- Встроенный секундомер
- Информирование о недостаточном/избыточном количестве воздуха в датчике
- Низкое энергопотребление (работает от 3-х батареек AAA)
- Современный привлекательный дизайн



Порядок тренировки с тренажером

- Вставьте 3 батарейки ААА в пульт управления
- Тщательно промойте теплой мыльной водой вагинальный датчик, ополосните кипяченой водой комнатной температурой
- Подсоедините датчик к пульта управления
- Введите датчик во влагалище
- Включите пульт управления и выберите необходимый режим
- Далее следуйте голосовому гиду и/или информации, отображающейся на экране
- После окончания тренировки отсоедините датчик и промойте его теплой мыльной водой. Затем уберите датчик в футляр.

Часто задаваемые вопросы

-Какие есть противопоказания и ограничения использования тренажера?

Первые 6 недель после родов или хирургического вмешательства в области таза, наличие вагинальной инфекции и/или инфекции мочевыводящих путей. Наличие барьерных контрацептивов (диафрагма) или пессария.

-Как часто надо заниматься с тренажером?

Мы рекомендуем тренироваться дважды в день: утром и вечером.

-Когда я увижу первые результаты?

Обычно ощутимое улучшение наступает через 6-8 недель регулярных тренировок.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

ООО «ДжиЭс Медикал»
197101, Санкт-Петербург,
Ул. Дивенская, д.3 лит. Е
8 (812) 332 41 47