

TIENS-LIFE

Ваше здоровье - в ваших руках!



**Одной из первых медицинских книг
Китая считают трактат «Хуанди Нейцзин».**



**Именно в этом
трактате излагаются
теоретические
основы метода
акупунктуры**



Археология утверждает, что история рефлексотерапии уходит своими корнями в каменный век

Странно... Но моя шея чувствует себя гораздо лучше...



Древняя акупунктура

Археология утверждает, что история рефлексотерапии уходит своими корнями в каменный век

Странно... Но моя шея чувствует себя гораздо лучше...



Древняя акупунктура

Китайская акупунктура

Иезуиты французской научной миссии в Пекине в 18 веке придумали для обозначения метода чжэн – цзю терапии слово «акупунктура» («акус» - точка, «пунктура» - укалывание»).

Слово «мокса» привнесено в Европу в 18 в. голландцами, жившими в Японии, и образовано от японского слова, произносимого как «могуса».

Общее количество акупунктурных точек (АТ) на поверхности человеческого тела равно 1572, из них 670 меридиональных и еще 902 точки, расположенные вне меридианов.

Наш организм имеет специальную систему, соединяющую поверхность тела с внутренними органами – меридианы (Цзинло). Воздействуя на определенные точки на поверхности тела, мы имеем возможность воздействовать на соответствующие им внутренние органы.



**Огромное количество
таких точек находится
на ладони. По руке
человека можно
определить состояние
его здоровья**



Уникальность прибора TIENS-LIFE

👍 «Два в одном»

👍 Диагностика + восстановление

👍 Удобство в применении

👍 Профессиональные знания
необязательны

👍 Применение: в любое время,
в любом удобном месте!

👍 Абсолютная безопасность

👍 Отсутствие побочных эффектов
и риска заражения.

👍 Компактность и портативность



Когда прибор особенно полезен?

- Знакомство с новыми клиентами.
- Ваш надежный помощник и консультант в вопросах поддержания здоровья.
- Помощь вашим родным и близким.



Прибор поможет также:

- Подобрать правильный набор БАД «Тяньши», учитывающий индивидуальные особенности Вашего организма.
- Повысить эффективность БАД за счет ускорения процессов усвоения их активных компонентов.

Комплектация прибора и его характеристики



Источник питания	DC 4,5 В (3 батарейки AAA 1,5 В) или 5 В 500 мА адаптер
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей
Тип выключения питания	Механическое нажатие
Эффективный диапазон частот	25–53 Гц (регулируемый)
Эмиссия тока	0,01–1,8 мА
Силиконовое сопротивление	250–500 Ω
Потребляемая мощность	25 мА
Габариты	125 мм x 65 мм x 21 мм
Форма волны	Прямоугольная волна

Инструкция по применению прибора



- Присоедините один конец акупунктурного зонда к накладке, а другой - в гнездо №14.
- Закрепите насадку на руке, убрав с руки мешающие предметы (кольца, браслеты, часы и т. д.).






- Подключить адаптер в гнездо №1, другой конец адаптера - в розетку.
- Включить прибор. Для начала проведения диагностики выбираем режим DETEST.
- Определяем уровень мощности по точке «шао-шан».



Режим диагностики:

- После установления нужного уровня мощности - медленно водите зондом по поверхности ладони.
- Начинаем с боковой поверхности пальцев, затем - ладонь. Акупунктурный зонд держим перпендикулярно поверхности и работаем с небольшим нажимом.
- В точках, где вы почувствуете сильное покалывание, находится проблемная зона. Сверьтесь со схемой акупунктурных точек для определения соответствия этой точки определенной части вашего тела.





- Внимание!**
1. Не рекомендуется использование прибора в течение часа после приема пищи и алкогольных напитков.
 2. По окончании процедуры выпейте стакан теплой воды.
 3. В течение двух часов после использования прибора нельзя пить холодную воду.
 4. Детям младше 3 лет использовать прибор запрещается.

Режим восстановления:

- Определив положение проблемной точки, нажмите кнопку переключения DETECT/RELIEVE (кнопка 8), выбрав режим восстановления.
- Установите зонд на данную точку.
- Выберите на таймере нужное время (5, 10 или 15 минут) - кнопка 11.
- Затем нажмите круглую кнопку старта (кнопка 9). Раздастся звуковой сигнал. Появятся показатели мощности тока бегущей строкой.

- В процессе обработки выбранной точки зонд не отрывается от точки и не смещаем в сторону.
- По окончании обратного отсчета времени должен раздаться специальный звуковой сигнал.
- Рекомендуется ежедневно обрабатывать каждую точку от 5 до 15 минут (не более) в зависимости от сложности заболевания. За один прием можно обрабатывать 5-6 точек.
- Для выключения прибора нажмите соответствующую кнопку (вкл/выкл).

Запрещено использовать данный прибор:

- Лицам, использующим кардиостимулятор.
- Беременным и кормящим мамам.
- Детям до трех лет.
- Онкологическим больным.
- Лицам, страдающим кровотечениями.
- Больным туберкулезом.
- Лицам, страдающим хроническим алкоголизмом.



Полезные советы:

- Не рекомендуется использовать прибор в состоянии сильного переутомления или голода. В этом случае необходимо отдохнуть примерно 30 минут и легко перекусить.
- Прибором рекомендуется пользоваться не ранее, чем через час после приема пищи или употребления алкогольных напитков.
- Перед использованием прибора стоит тщательно вымыть руки и насухо вытереть ладони.



- Не допускайте контакта акупунктурного зонда с металлическими предметами (часами, кольцами и т.д.)



- После завершения работы с прибором следует выпить 300-500 мл теплой воды и воздержаться от приема холодных напитков и охлаждающих водных процедур.



- Прибор имеет 15 уровней мощности электрического тока. Начинать следует с минимального уровня, постепенно его увеличивая. Главный критерий при этом - ваше самочувствие.

повышает эффективность процедуры.

- Обычно достаточно одного ежедневного сеанса.
- Воздействие на каждую акупунктурную точку может варьироваться от 5 до 15 минут, но не более.
- Один курс сеансов должен составлять 5 дней. После 3 курсов можно сделать перерыв на 3 дня.



Есть вопросы?






Обязательно ли, чтобы индукционная пластина и точка акупунктуры располагались на одной стороне туловища?

При применении «Tiens-Life» индукционная пластина и точка акупунктуры должны располагаться на одной стороне туловища (если мы стимулируем левую руку, пластина должна находиться с левой стороны, если правую руку - то с правой). «Перекрестное» использование не рекомендуется, т.к. существует пусть минимальный, но риск воздействия электроимпульса на сердце.



Можно ли во время проведения процедуры восстановления передвигать акупунктурный зонд?

Во время проведения процедуры восстановления не следует передвигать акупунктурный зонд. Можно, используя вращательные движения, найти определенный угол воздействия, вызывающий наиболее сильное покалывание. Старайтесь сохранять прямой угол с ладонью.



При проведении процедуры могут появляться различные ощущения, как их можно классифицировать?

1. Ощущение прохождения легкого электроимпульса - это нормальная реакция.
2. Ощущение прохождения сильного электроимпульса при отсутствии покалывания (вплоть до онемения) означает, что есть скрытые проблемы со здоровьем, пока без проявления явных симптомов. Поэтому, во избежание возникновения серьезного заболевания, необходимо внимательнее относиться к своему здоровью.
3. Легкое покалывание в акупунктурной точке означает наличие внешних симптомов заболевания (головная боль или кашель).
4. Сильное покалывание означает, что имеются серьезные проблемы со здоровьем.



Почему не следует проводить процедуру восстановления более 15 минут на одну точку?

Первые 15 минут стимуляции - самые эффективные. Как и при занятиях спортом, необходимо соблюдать меру. Лучше не проводить процедуру более 15 мин., это может вызвать утомление.




Электроимпульс какой мощности лучше всего применять при проведении процедуры?

Процедуру восстановления рекомендуется проводить электроимпульсом такой мощности, которую вы сможете вытерпеть. Чем выше мощность, тем эффективнее результат.



Можно ли использовать «Tiens-Life» сразу после принятия душа или принимать душ сразу по окончании процедуры?

Можно выполнять оба действия, за исключением принятия холодного душа.



Когда эффективнее использовать «Tiens-Life»: утром или вечером?

Время применения не имеет значения. Помните, что нельзя использовать «Tiens-Life» в течение одного часа после приема пищи и алкоголя.



Нужно ли при применении «Tiens-Life» прилагать определенные усилия?

Нет, достаточно небольшого усилия, иначе на коже могут остаться следы - следствие чрезмерных усилий.



При проведении стимуляции на больших зонах (например, желудок) можно ли передвигать воздействующий элемент?


При стимуляции обширных зон необходимо найти наиболее болезненно реагирующую точку. Если боль ощущается во всей зоне, следует найти самые болезненные точки и стимулировать их. Во время проведения процедуры не следует передвигать воздействующий элемент.



На указательном пальце, сверху, находится зона рук. Руки здоровы, но покалывание ощущается, что это может означать?

Этому может быть несколько причин:

- старые травмы;
- артрит или ревматизм;
- ломота в теле как следствие метеозависимости;
- слабость рук;
- недавнее пребывание на холоде.

A pair of hands is shown from a top-down perspective, cupping a glowing, golden-yellow orb. The orb has a bright light source in the center, creating a lens flare effect. The surface of the orb is reflective, showing a distorted image of a landscape with a blue sky, white clouds, and a green field. The hands are positioned symmetrically, with fingers slightly curled around the orb. The background is a dark, almost black, circular area that makes the hands and the orb stand out. The overall image conveys a sense of care, protection, and the offering of something precious or healing.

«Tiens-Life» Тяньши:
древнее искусство диагностики и
восстановления,
доступное каждому