



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АППАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ B-FLEXYTM ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания «Селифонтово» На рынке услуг с 1991 года

Компания «[Селифонтово](#)» была основана в 1991 году в г. Минске, Республика Беларусь. К 2009 году «Селифонтово» уже – группа компаний, включающая в себя КФХ «Селифонтово», ООО «Бифлекси», ООО «Бифлекси - Запад», ООО «Бифлекси Украина», ООО «B-FLEXY Georgia» и UAB «Sintika».

Более чем 20-летний опыт работы, отличная техническая база и талант разработчиков позволили создать множество высококлассных эффективных технологий.

Мы - крупнейшее белорусское предприятие по оказанию услуг в области лазерной резки и гибки металла на станках с ЧПУ. Компания-производитель косметологического и медицинского оборудования.



SELIFONTOVO

Бренд B-FLEXУ™ - от мечты к реальности

История бренда B-FLEXУ™ началась в 2010 году – когда был выпущен первый аппарат по коррекции фигуры B-FLEXУ BASIC™. Над выпуском аппарата работала команда, состоящая из инженеров, разработчиков, врачей и конструкторов. Изначально была поставлена задача: сделать качественный, высокоэффективный инструмент, который будет бороться с одним из главных женских врагов красоты – целлюлитом, и вместе с тем, станет желанным приобретением каждого владельца красивого бизнеса. С поставленной задачей команда B-FLEXУ™ справилась «на отлично» - об этом свидетельствует огромное количество аппаратов по всей России и Беларуси и высокая популярность процедуры.



Бренд B-FLEXУ™ - от мечты к реальности

В 2014 на основании отзывов клиентов и пользователей был разработан усовершенствованный продукт – B-FLEXУ PREMIUM™, а в 2015 г. произошел рестайлинг обеих выпущенных моделей. Так же в линейке B-FLEXУ™ появился аппарат Cellustop.

Аппараты для коррекции фигуры - B-FLEXУ™ блестяще доказали свою эффективность и успешно применяются в фитнес - клубах, косметологических кабинетах, салонах красоты. Компания доверяет разработку своей продукции творческим, талантливым профессионалам своего дела!

Для производства аппаратов используются только самые надежные немецкие комплектующие.

B-FLEXУ™ владеет собственным высокотехнологичным производством, оборудованным по европейским стандартам.


Вся продукция проходит обязательное тестирование согласно ТНПА на продукцию.



Как работает B-FLEXУ™ ?

Работу вакуумно-роликового аппарата для неинвазивной коррекции фигуры B-FLEXУ™ можно описать следующим образом. Благодаря мощному всасыванию, во время процедуры в манипуле создается вакуумное пространство и происходит стимуляция разных слоев кожи. В жировых клетках, наполненных водой, начинается процесс липолиза, в результате чего жировые клетки исчезают абсолютно естественным путем.

Процедура B-FLEXУ™, за счет своего выраженного лимфодренажного эффекта, ускоряет вывод жидкости и токсинов из межклеточных пространств, включает в коже процессы восстановления упругости (за счет стимуляции к делению фибробластов), способствует уменьшению подкожного жирового слоя. Во время такой приятной процедуры все тело получает мощную биологическую стимуляцию, что ощущается «дыханием» каждого сантиметра тела.



Линейка аппаратов B-FLEXY™

<p>Модель Выпуск Турбина Мощность всасывания Максимальная мощность Усиленный режим Програмные настройки</p>	<p>PREMIUM 2013-2015 20 000 об/мин 38 кПа 2 кВт TURBO 1 спецпрограмма</p>
Манипула	

<p>Модель Выпуск Турбина Мощность всасывания Максимальная мощность</p>	<p>BASE 2009-2014 15 000 об/мин 28 кПа 1 кВт</p>
Манипула	

Комплектация Выпуск	БАЗОВАЯ 2015	СРЕДНЯЯ 2015	МАКСИМАЛЬНАЯ 2015
Турбина	20 000 об/мин	20 000 об/мин	20 000 об/мин
Мощность всасывания	38 кПа	38 кПа	38 кПа
Максимальная мощность	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Усиленный режим	TURBO	TURBO	TURBO
Програмные настройки	1 программа	18 программ	20 программ
Система управления	Кнопочная	Сенсорная	Сенсорная
Система шумоподавления	Опционально	Стандартно	Стандартно
Термографический анализ	Нет	Нет	Нет
Манипула	или	или	+

ОПИСАНИЕ

◆ стандартный кнопочный пульт управления

◆ одна манипула для работы по телу
3D sense of line

◆ мощность 38кПа
мощнее предыдущих версий аппаратов

◆ Опция
«noise edit» работает на 40% тише

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

◆ Питание
230V, 50Hz

◆ Частота вращения

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ B-FLEXY CELLUSTOP™



B-flexy

ОПИСАНИЕ

◆ для удобства работы появляется сенсорный экран

◆ количество протоколов - 18 - 20 в одном аппарате

◆ 1 манипула нового образца 3D sense of line

◆ опция «Noise edit»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

◆ Питание 230V, 50Hz

СРЕДНЯЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ B-FLEXU CELLUSTOP™



B-flexu

ОПИСАНИЕ

◆
2 манипулы:

3 D sense of line+ mini

Mini манипула предназначена для обработки воротниковой зоны шеи, для акупунктурного массажа ступней, а так же для проработки труднодоступных зон на теле

◆
опция «Noise edit»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

◆
Питание
230V, 50Hz

◆
Частота вращения
20 000 оборотов

МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ B-FLEXY CELLUSTOR™



B-flexy

Процедура показана лицам:

- ❖ С лишней массой тела
- ❖ С целлюлитом
- ❖ Имеющим растяжки и рубцовые образования
- ❖ Имеющим уплотнения соединительной ткани (контрактуры)
- ❖ Имеющим разросшуюся соединительную ткань (фиброз)
- ❖ С видимыми и скрытыми отёками
- ❖ Имеющим сосудистую сетку на ногах (начальный этап варикозного расширения вен)
- ❖ Имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (запор, метеоризм)
- ❖ Реабилитация после родов (но не ранее 6 месяцев после родов)
- ❖ Желаящим улучшить качество кожи (восстановить упругость, эластичность кожи, сделать её более мягкой и гладкой)
- ❖ Заботящимся о своём здоровье и желаящим предупредить развитие варикозного расширения вен, целлюлита, застойных явлений и множество других недугов, вызванных нарушением обменных процессов в органах и тканях
- ❖ С хронической болью, вызванной мышечным спазмом (снимает болевой синдром и спазм)
- ❖ С нервным напряжением (снимает нервную усталость)
- ❖ Проходящим реабилитацию после переломов костей, ушибов и растяжения связок мышц и сухожилий
- ❖ После длительных и тяжёлых физических нагрузок (спортсмены, люди занимающиеся тяжёлой физической работой)
- ❖ Перенёвшим косметические операции (пластика живота, липосакция)

Показания к применению





Противопоказания

- ❖ Сердечная недостаточность;
- ❖ Тромбофлебит;
- ❖ Желче - и мочекаменные болезни;
- ❖ Острые воспалительные заболевания внутренних органов;
- ❖ Беременность и послеродовой период (6 месяцев);
- ❖ Общие противопоказания к применению.

Почему выбирать B-FLEXУ™ выгодно?



Минимальные инвестиции

Цена на аналогичное европейское оборудование во много раз превышает стоимость аппарата B-flexu



Рекламная поддержка

- Размещение информации о вашем салоне на нашем сайте, где клиенты найдут вас с легкостью
- Услуги дизайнера и копирайтера для создания уникальных рекламных макетов
- Поддержка в соцсетях



Популярные процедуры среди женщин

По аналитическим данным ежемесячно информацию о процедуре и аппаратах B-flexu только в России ищет около 5000 человек. Это модно.



Привлечение новых клиентов

Высокая эффективность процедуры способствует тому, что отзывы о ней распространяются очень быстро. И ваши клиенты приводят все новых клиентов.



Гарантированный эффект от процедуры

Большое количество положительных отзывов в интернете тому подтверждение



Модель	Описание	Цена EUR ,без НДС за 1 шт.
B-FLEXY Cellustop Базовая комплектация	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Кнопочный пульт управления ❖ 1 манипула 3D sense of line ❖ Система Noise edit 	3900,00
B-FLEXY Cellustop Средняя комплектация	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Сенсорная панель ❖ 18 протоколов процедур ❖ 1 манипула 3D sense of line ❖ Система Noise edit 	4500,00
B-FLEXY Cellustop Максимальная комплектация	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Сенсорная панель ❖ 20 протоколов процедур ❖ 2 манипулы: 3D sense of line + mini ❖ Система Noise edit 	4900,00

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
B-FLEXY™,
ПРОИЗВОДСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Спасибо, что выбираете B-FLEXY™

B-flexy

Офисы продаж:

Республика Беларусь

Российская Федерация

Техническая поддержка

[+375 29 6346346](tel:+375296346346)

[+7 915 647 38 89](tel:+79156473889)
www.b-flexy.com
www.b-flexy.ru
www.b-flexy.lt