



Роль медицинской сестры-анестезиста в профилактике осложнений, связанных с использованием наркозно-дыхательной аппаратуры при обеспечении анестезиологического пособия пациентам

**Курочкина И.М., медицинская сестра-анестезист,
отделения анестезиологии и реанимации № 1 БУЗОО**

«ОКБ»

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Областная клиническая



Поликлиника



Хирургический корпус



**Терапевтический
корпус**



**Перинатальный
центр**




Корпус реабилитации

***Отделение анестезиологии - реанимации №1
обеспечивает хирургические вмешательства в 17
специализированных операционных***




Организация работы по очистке, дезинфекции и стерилизации наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры



Факторы влияющие на качество предстерилизационной обработки ручным способом:

- человеческий фактор (несоблюдение времени экспозиции, неточная дозировка дезинфектанта и т.д.);
- трудоемкий способ, отнимающий много времени;
- применение дезинфектантов широкого спектра действия, которые отрицательно влияют на здоровье медицинского персонала, проводящего дезинфекцию.

За 2015 год в отделении было проведено более 5 тысяч анестезиологических пособий пациентам



Основная задача медицинской сестры-анестезиста заключается в профилактических мероприятиях направленных на снижение осложнений у пациентов связанных использованием наркозно-дыхательной аппаратуры



Профилактические мероприятия по инфекционной безопасности пациентам при проведении анестезии



Одноразовые дыхательные контуры,
Использование бактериальных
фильтров



Замена натронной извести в
адсорбере

Централизованная дезинфекция и предстерилизационная очистка



Микропроцессорная
моечно-дезинфекционная
машина «ДЕКО-260»

Применения такого вида обработки позволяет медицинской сестре-анестезисту:

- сэкономить свое рабочее время;
- снизить риск возникновения профессиональных заболеваний;
- контролировать весь процесс дезинфекции и предстерилизационной очистки;
- экономить расход дезинфектантов;
- не подвергать изделие медицинского назначения поверхностным повреждениям (известковый налет, ржавчина).

Низкотемпературный стерилизатор общего назначения «STERRAD-200»



Проведение анестезиологических пособий



Спасибо за внимание!