

Современные тренажеры и методики занятий у детей с ДЦП

Выполнил: Баталов Виктор
Николаевич

Нефтеюганск 2015 год

Тренажер Гросса

Тренажер Гросса
позволяет создать
условия для развития
координации.



Уникресло М

Тренажер для реабилитации детей с Д.Ц.П данный тренажер для реабилитации детей успешно используется при детских травмах позвоночника и спинного мозга.



ЭКСФЛЕКС S

ЭКСФЛЕКС S - детский тренажер для реабилитации, предназначенный для укрепления мышц спины, мускулатуры и связочного аппарата нижних конечностей. Подойдет для детей от 3х до 8 лет.



ЭКСФЛЕКС L

Устройство-тренажер ЭКСФЛЕКС предназначено для укрепления мышц спины, и мускулатуры и связочного аппарата нижних конечностей.

Известно, что пациенты с параличами не могут самостоятельно наклониться и выпрямиться, находясь в вертикальном положении.

Возвратный механизм ЭКСФЛЕКСА помогает осуществить наклоны и выпрямление - возврат в вертикальное положение.



ШАГОХОД L - ИМИТАТОР ХОДЬБЫ

Устройство для выработки шагового автоматизма в вертикальном положении, восстанавливая полноценный шаг, рефлекс ходьбы.

Устройство позволяет одновременно совершать пассивные и активные движения (сгибания и разгибания) в верхних и нижних конечностях.

Поэтому оно эффективно для восстановления тонуса мускулатуры пояса нижних и верхних конечностей и спины, а также для разработки контрактур в суставах верхних и нижних конечностей, как с привлечением стороннего персонала, так и без привлечения стороннего персонала на период выполнения упражнений.



ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ

Трехколесный

электровелосипед предназначен для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями.

Удобная трехколесная база делает велосипед устойчивым, а сидение со спинкой и специальным прочным ремнем не даст выпасть ребенку с велосипеда.

В отличии от множества других велосипедов для инвалидов - данная модель оснащена электромотором и емким аккумулятором, которого хватит на длительные прогулки ! Ребенок может самостоятельно передвигаться на данном трехколесном электровелосипеде.



Н-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Перчатки для
реабилитации

Эти универсальные
перчатки просто
незаменимы для
фиксации рук
(фиксаторы для кистей),
при нарушении функции
мускулатуры кистей и
предплечий!



тренажер MotoMed в комплексной программе реабилитации детей с диагнозом ДЦП показало свою эффективность. Тренажер помог уменьшить негативные последствия, возникшие из-за вынужденной гиподинамии, увеличил подвижность суставов верхних и нижних конечностей, значительно уменьшил спастичность мышц, увеличил скорость, время и расстояние в активном режиме. Так же тренажер позволил проводить постоянный контроль различных показателей и их динамики.

