

Аптечка первой помощи (автомобильная)

ЦЕЛИ

- **Изучить состав аптечек первой помощи**
- **Назначение компонентов аптечки**
- **Возможность оказания первой помощи с использованием аптечки**

Аптечки первой помощи

Оказание первой помощи является одним из факторов, позволяющим снизить последствия травматизма и неотложных состояний.

Аптечки первой помощи

Для эффективного оказания первой помощи необходимо оснащение ее участников необходимыми комплектами для оказания первой помощи – аптечками, укладками, наборами и т.д.

Количество участников оказания первой помощи значительно (41,6 млн. автовладельцев).

Аптечка первой помощи (автомобильная)

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 сентября 2009 года № 697н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325»)

Аптечка первой помощи (автомобильная)

Аптечка первой помощи (автомобильная)
предназначена для оказания первой помощи
пострадавшим в ходе дорожно-транспортных
происшествий с тяжелыми множественными травмами.

Аптечка первой помощи (автомобильная)

Утвержденный новый состав аптечки рассчитан на оказание первой помощи при травмах и угрожающих жизни состояниях и является **обязательным**.

Аптечка первой помощи (автомобильная)

При этом водитель может по своему усмотрению хранить в аптечке лекарственные средства и изделия медицинского назначения для личного пользования, принимаемые им самостоятельно или рекомендованные лечащим врачом и находящиеся в свободной продаже в аптеках.

Нужна ли аптечка первой помощи (автомобильная)

- П. 7.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения» N 1090 от 23.03.1993, редакция 10.05.2010 (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")

Состав аптечки

№ п/п	Наименование вложения	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)	Назначение вл
1	Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран			
1.1	Жгут кровоостанавливающий		1 шт.	Предназначен для остановки артериального кровотечения
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м x 5 см	2 шт.	Бинты предназначены для перевязки различных повязок на травмированных конечностях
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м x 10 см	2 шт.	
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	7 м x 14 см	1 шт.	
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м x 7 см	2 шт.	
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м x 10 см	2 шт.	
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м x 14 см	1 шт.	

Состав аптечки

1.8	Пакет перевязочный стерильный		1 шт.	Предназначен для наложения ранения
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Не менее 16 x14см №10	1 уп.	Используются для за наложении п
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.	Применяется для закры мозоле
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.	
1.12	Лейкопластырь рулонный	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.	Предназначен для фи

Состав аптечки

2	Средства для сердечно-легочной реанимации			
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»		1 шт.	Используется при проведении с реанимации для снижения риска з оказывающего первую помощь, та Позволяет уменьшить бр
3	Прочие средства			
3.1	Ножницы		1 шт.	Применяется для вскрытия упак перевязочного материала, при не использоваться для разреза пострадавшего для облегче поврежденным участк
3.2	Перчатки медицинские	Размер не менее М	1 пара	Применяется для защиты участни помощи
3.3	Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)		1 шт.	
3.4	Футляр		1 шт.	

Таблица для разработки состава комплектов для оказания первой помощи (фрагмент)

Наименование вложения	Примечания, положительные/ отрицательные свойства	Производитель и регистрация в РФ	Стоимость	Условия хранения и срок годности
Перекись водорода 3%	Положительные свойства: -антисептические, -гемостатические Отрицательные свойства -нестойка в хранении, -может вызывать аллергические реакции	Россия, 6 производителей. Зарегистрирована.	От 6,63 руб. Более 15 дистрибьюторов.	В прохладном, защищенном от света месте, не допуская замерзания. До 2 лет при условии невскрытой упаковки
Бинт стерильный 7х14	Положительные свойства -легкое введение - разные размеры Отрицательные свойства - требует обучения использованию - производится фирмой-монополистом	Россия, более 25 производителей. Зарегистрирован.	От 5,7 руб, Большое количество дистрибьюторов.	Сухое место при любой температуре. До 5 лет

Устройства для ИВЛ

- Защитная
лицевая
пленка
Laerdal Face
Shield с
фильтром



Устройства для ИВЛ



- Реанимационная маска Ambu® Life Key

Устройства для ИВЛ

- Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования



Устройства для ИВЛ



- Устройство для дыхательной реанимации

Устройства для ИВЛ



- Карманная маска Pocket Mask

Жгут кровоостанавливающий



- Жгут Эсмарха



Жгут кровоостанавливающий



- Жгут кровоостанавливающий

Жгут кровоостанавливающий



- **ЖГУТ с дозированной компрессией для само- и взаимопомощи**

Жгут кровоостанавливающий



■ Особенности жгутов "Альфа":


- запатентованная уникальная разработка;
- производится из рифленой резины;
- вертикальные валики сохраняют целостность нервных пучков и трофики кожи на месте пережания;
- удобная и максимальная фиксация даже одной рукой;
- отсутствие токсичных и аллергических составляющих;
- не теряют форму при многократном использовании;
- стойки к химическим обработкам.

Жгут кровоостанавливающий




■ «Жгут кровоостанавливающий»

Жгут кровоостанавливающий



- Жгут-закрутка

Жгут кровоостанавливающий



- Жгут из ремня



Будут ли вопросы?

Заключение

1. Осуществление психологической поддержки является важной частью первой помощи
2. Психологическая поддержка требуется не только пострадавшему.