

Практична робота №2

РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОЇ СУМІШІ.

Мета: повторити правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, опанувати способи розділення неоднорідних сумішей; розвивати вміння правильного поводження з речовинами і лабораторним обладнанням.

Обладнання: картки – інструкції, спиртівка, сірники, лабораторний штатив із кільцем та муфтою, скляна паличка, хімічні склянки, пробірка, колба з водою, лійка, порцелянова чашка, затискач, шпатель або ложечка, фільтрувальний папір.

Реактиви: кухонна сіль, пісок, вода.

Хід роботи

Номер і назва етапу	Хід роботи (послідовність дій)	Спостереження	Висновок Вкажіть, який метод використовуєте.
Етап 1. Змішування суміші з водою	До порції суміші доливаю воду і перемішую вміст склянки.		
Етап 2. Очищення добутого розчину фільтру-ванням	Отриману суміш виливаю у лійку на фільтр		
Етап 3 Випарювання розчину	Фільтрат виливаю у порцелянову чашку і нагріваю		

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я:

Відео до досліду

<https://www.youtube.com/watch?v=WD2HRRJ8IL8>