



3.2. Из целой
коричневой полоски
0,5 см шириной
скрутить спираль на
40 мм, сжать в виде
капли, промазать
клеем с одной стороны
– 2 детали,.

Сборка лапки



- Подклеить нижнюю белую часть лапки к верхней, обернуть и подклеить коричневой полоской.
Сделать – 2 детали

4. Задние лапки

Состоят из двух деталей:

4.1. Из коричневой
полоски 0,5 см
шириной скрутить
плотный ролл,
сформировать из него
каплю – 2 детали.



4.2. Конец 1\2 белой полоски шириной 0,5 см загнуть на 3 см, подклеить его к полоске и вокруг него накрутить остальную часть полоски, сжать один конец полученной детали в виде капли. Таких две детали. Склеить верхнюю и нижнюю детали лапки.

